

Alles gurgelt!

Güvenli bir anaokulu için.



4 yaş ve üstü çocuklarla gargara

1




'Alles gurgelt' test seti ile çocuğunun Corona virüsüyle enfekte olup olmadığını anlayabilirsin. İlk test seti sana anaokulunda verilecektir.

2



Akıllı telefonunla test setinin arkasında bulunan **QR kodunu tara** ya da internette allesgurgelt.at sayfasına gir. **Kayıt** olduktan sonra veya daha önce bir **profil** oluşturduysan profiline giriş yap ve test setinin içinde bulunan kullanım kılavuzunda yazılı olan numune numarasını ekle. Bunu onayladıktan sonra kişisel verilerinin bulunduğu giriş sayfası açılacaktır. Burada **'Person hinzufügen'** ('kişi ekle') butonu bulunmaktadır. Buraya çocuğunun verilerini ekle. O da senin profilin üzerinden test olabilir. Şimdi çocuğunun adını seç ve teste başla. Çocuğunla testi sonuna kadar uyguladıktan sonra, bir dahaki test için çocuğunun verileri otomatik olarak kayıt edilir.

3



Kayıt olduktan sonra web uygulamasından **kişiy atanmış barkodu** sorgulayabilirsin. Bu barkod ile her **BİPA şubesinde** sürekli **yeni bir test seti** alabilirsin.

4



Gargara testine en iyisi evde çocuğunla birlikte alıştırma yaparak hazırlan. **Gargara yapmayı** su, çay veya meyve suyuyla deneyin. Çocuğuna nasıl gargara yapması gerektiğini göster. Gargara yaparken en iyisi kendi sesinizi kullanın veya en çok sevdiğiniz şarkıyı gargara yaparak söyleyin. Küvette veya banyoda da gargara yapmak eğlenceli olur.

Çocuğın daha gargara yapamıyorsa sıvıyı ağızda sadece çalkalasa da olur.

Devamı için çevirin →

5



En son çocuđunla, bir **pipet** aracılıđıyla sıvıyı başka bir kaba nasıl boşaltabileceđini **çalış**. Bunun için ađzınıza birer yudum su, çay veya meyve suyu alın, pipeti ađzınıza götürün ve ađzınızdaki sıvıyı dikkatlice bir bardađın içine boşaltın.

Önemli olan bunu çocuđunla birlikte yapmandır. Bir şeyleri birlikte yapmak daha eğlenceli olur ve çocuđun seni izleyerek öğrenebilir.

6



0 ile 5 yaş arasında küçüklerin giriş testi olarak bir bulguya ihtiyaçları olmadığı için test yaparken video çekimini onaylamak zorunda değilsin. Bu adımı atlayabilirsin. Çocuđuna gene de bir **test sonucu** gönderilecektir.

6 yaşındaki bir çocuk için bulguyu giriş testi olarak kullanmak istersen video çekimini onaylamak zorundasın.

7



Haydi başlayalım! İçinde **numune sıvısı** bulunan küçük plastik tüpü eline al ve içinde bulunan sıvıyı çocuđunun ađzına boşalt. Sıvıyı önce bir kaşıđa boşaltıp çocuđunun ađzına kaşıđla da verebilirsin.

8



Şimdi gargara yapıyoruz – daha önce çalıştıđınız gibi. Çocuđun biraz sıvı yutsa da endişelenmene gerek yok. En iyi sonucu elde etmek için en azından bir dakika boyunca gargara yapsa iyi olur.

9



Gargara yaptıktan sonra çocuđun bir pipet aracılıđıyla **sıvıyı** ađzından **numune tüpüne** boşaltmalıdır. Bunu da daha önce çalıştıđınız için pek zor olmayacaktır. Çocuđunuz sıvıyı pipetten geçiremezse küçük bir huni de kullanabilirsiniz.

10



Başardınız! Artık sadece numune tüpünü kapatıp bunu test setinin içinde bulunan kullanım kılavuzunda yazdıđı şekilde paketlemen gerekir. Şimdi çocuđunla birlikte gargara numunesini **Viyana'daki her REWE şubesine** (Billa, Billa Plus, BİPA, Penny ve REWE marketi olan her benzinciyeye) **teslim** edebilirsiniz.

11



Numuneyi saat 9'dan önce teslim edersen çocuđunun **test sonucu** genelde **24 saat içinde** e-posta ile gönderilir. 'Alles gurgelt!' test programına düzenli olarak katılırsanız anaokulunda ve boş vakitlerde zaman her çocuk için daha güvenli geçer.